

Gerador de Ozônio de Bancada

Características Técnicas	
Dimensões	35 x 20 x 40 cm
Peso	9,5 kg
Material do gabinete	PSAI – Poliestireno de alto impacto
Painel de leitura	Digital – display de LCD
Teclas de controle	Acionadas via microcontrolador – regulável pelo usuário
Concentrações produzidas	5 a 60 µg/ml (em intervalos de 5) Com fonte de O ₂ / variação +/- 10%
Produção	Min 0,30 g/h Máx 3,6 g/h
Fluxo de entrada de oxigênio	Regulado automaticamente pelo equipamento – 1L/min – sistema patenteado
Sensores	Sensor para acionamento e desligamento do equipamento pelo oxigênio - sistema patenteado
Tensão de alimentação:	110 – 220 V
Controle de gás	Válvulas solenóides
Componentes internos	Compatíveis com a mistura ozônio-oxigênio
Catalisador	Sistema automático de catalisação excesso de ozônio
Resfriamento	Cooler interno (ar forçado)
Garantia	1 ano Assistência Técnica Permanente - Peças de Reposição

